

**Distrattori Alveolari**  
**Distrattori Palatali**  
*Alveolar distractors*  
*Palatal distractors*

# 01 - AL Distrattore Alveolare

## Descrizione

Apparecchio per la distrazione verticale della sede alveolare:

Per ottenere la corretta verticalità di distrazione del tassello osseo occorre spessorare l'ancoraggio del corpo mobile con placche Cizeta Surgical della serie Modul System 1,6.

- Disponibile in tre versioni con ampiezza di distrazione fino a 8 mm, 10 mm e 12 mm.
- Da impiantare con viti di Ø 1,6 Cizeta Surgical e relativo strumentario.

## Description

*Distraction device to uplift the alveolar site:*

*In order to obtain the proper distraction verticality of the bone segment, the anchorage of the mobile body must be thickened with Cizeta Surgical plates from the Modul System 1,6 set.*

- *Available in three patterns with distraction range up to 8 mm, 10 mm and 12 mm.*
- *To be implanted with Ø 1,6 Cizeta Surgical screws and related instruments.*

