

Distrattori Alveolari
Distrattori Palatali
Alveolar distractors
Palatal distractors

Descrizione

Apparecchio per la distrazione monoalveolare verticale:

Può essere utilizzato per la distrazione di un solo alveolo o, tramite apposita placca, per più alveoli. La linguetta posteriore impedisce la rotazione del tassello osseo in fase di distrazione.

- Disponibile in quattro versioni con ampiezza di distrazione fino a 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.
- Da impiantare con viti di Ø 1,6 Cizeta Surgical e relativo strumentario.

Description

Distraction device to uplift the alveolar site:

It can be used for the distraction of one single alveolus or, with appropriate plate, more alveoli. The device rear spline prevents the rotation of the bone segment during distraction.

- *Available in four patterns with distraction range up to 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm.*
- *To be implanted with Ø 1,6 Cizeta Surgical screws and related instruments.*

