

Distrattori Alveolari
Distrattori Palatali
Alveolar distractors
Palatal distractors

01 - AL-MAR Distrattore alveolare

Descrizione

Apparecchio per la distrazione verticale della sede alveolare:

Poco invasivo: dalla mucosa esce la sola vite di distrazione.

- Disponibile in quattro versioni con ampiezza di distrazione fino a 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.

- Da impiantare con viti di Ø 2,0 Cizeta Surgical e relativo strumentario.

Description

Distraction device to uplift the alveolar site:

Low profile, since only the distraction screw protrudes from the mucous membrane.

- Available in four patterns with distraction range up to 6 mm, 8 mm, 10 mm and 12 mm.

- To be implanted with Ø 2,0 Cizeta Surgical screws and related instruments.

