



Distrattori
Cranio - maxillo - facciali
Cranio - maxillofacial distractors

Descrizione

Apparecchio intraorale per la distrazione controllata e misurabile del corpo della mandibola:

- luxtaosseo con asta di attivazione intraorale **con linguette che permettono la distrazione dall'interno dell'osteotomia senza forzare sui punti di ancoraggio osseo** del distrattore stesso né sulle viti di fissaggio;
- Disponibile in tre versioni con ampiezza di distrazione fino a 14 mm, 20 mm e 28 mm.

Vantaggi

- Possibilità di abbinamento di un distrattore verticale con uno orizzontale per intervenire contemporaneamente sul ramo e sul corpo mandibolare.
- A distrazione ultimata si rimuove la bussolina esterna e, in attesa del consolidamento del rigenerato osseo, il distrattore rimane tutto sotto mucosa.
- Da impiantare con viti di Ø 2,0 Cizeta Surgical e relativo strumentario.

Description

Intraoral device for the controlled and measurable distraction of the mandibular body:

- *luxtaosseous with intraoral activation bar and **with splints allowing distraction from inside the osteotomy, without forcing the distractor's bone anchorage spots**, or the fixing screws;*
- *Available in three patterns with distraction range up to 14 mm, 20 mm and 28 mm.*

Benefits

- *Possibility to combine a vertical distractor with a horizontal one to be positioned simultaneously on the mandibular ramus and body.*
- *At the end of distraction period the external thimble is removed and, waiting for the consolidation of the bone regenerate, the distractor is fully under the mucous membrane.*
- *To be implanted with Ø 2,0 Cizeta Surgical screws and related instruments.*

