



Distrattori
Cranio - maxillo - facciali
Cranio - maxillofacial distractors

Descrizione

Apparecchio intraorale per la ricostruzione controllata e misurabile del corpo della mandibola mediante il "bone transport":

- luxtaosseo con asta di attivazione intraorale;
- Disponibile con ampiezza di distrazione fino a 50 mm.

Vantaggi

- Lo spessore del distrattore è molto sottile, inferiore a 4 mm.
- Facilità di adattamento alla conformazione ossea.
- Si adatta a tutte le mandibole.
- Sostituisce una placca da ricostruzione mandibolare.
- A distrazione ultimata si rimuove la bussolina intraorale e, in attesa del consolidamento del rigenerato osseo, il distrattore rimane tutto sotto mucosa.
- Da impiantare con viti di Ø 2,7 Cizeta Surgical e relativo strumentario; il corpo mobile del distrattore viene fissato con viti Ø 2,0.

Description

Intraoral device for the controlled and measurable reconstruction of the mandibular body through "bone transport" technique:

- *luxtaosseous with intraoral activation bar;*
- *Available with distraction range up to 50 mm.*

Benefits

- *Low profile distractor, less than 4 mm. thickness.*
- *Easily adapted to bone conformation.*
- *Easily adapted to all mandible conformation.*
- *It substitutes a mandibular reconstruction plate.*
- *At the end of distraction period the intraoral thimble is removed and, waiting for the consolidation of the regenerate bone, the distractor remains entirely under the mucous membrane.*
- *To be implanted with Ø 2,7 Cizeta Surgical screws and related instruments. The distractor movable body is fixed with Ø 2,0 screws.*

