

Viti per bloccaggio intermascellare

fixation screws

Viti per bloccaggio intermascellare

Permettono di mantenere una perfetta occlusione dentale:

- L'alloggiamento dei fili disponibile in due misure: 0,2 e 0,5 mm; diametro Ø 2mm;
- Autopenetranti;
- Confezione da 4 viti.

Benefits

- Facilità di utilizzo sia con elastico che con filo metallico.
- Facilità di inserimento.

Intermaxillary fixation screw

The screws provide a perfect dental occlusion:

- The seat of wires is available in two versions: 0,2 and 0,5 mm; diameter Ø 2 mm;
- Self drilling;
- 4 screws boxe.

Benefits

- Easy to use both with elastic band and with wire.
- Easy to insert.

02CLXX

Viti per bloccaggio intermascellare
Intermaxillary fixation screw



Viti per bloccaggio intermascellare Intermaxillary fixation screws

Codici Code	Caratteristiche	Features
02CL02	Alloggiamento fili 2,0 mm, Ø 2 mm lunghezza filetto 9 mm	Seat of wires 2,0 mm, Ø 2 mm 9 mm thread lenght
02CL05-9	Alloggiamento fili 3,0 mm, Ø 2 mm lunghezza filetto 9 mm	Seat of wires 3,0 mm, Ø 2 mm 9 mm thread lenght
02CL16-7	Alloggiamento fili 2,0 mm, Ø 1,6 mm lunghezza filetto 7 mm	Seat of wires 2,0 mm, Ø 1,6 mm 7 mm thread lenght
02CL05-7	Alloggiamento fili 3,0 mm, Ø 2,0 mm lunghezza filetto 7 mm	Seat of wires 3,0 mm, Ø 2,0 mm 7 mm thread lenght
02CL05-12	Alloggiamento fili 3,0 mm, Ø 2,0 mm lunghezza filetto 12 mm	Seat of wires 3,0 mm, Ø 2,0 mm 12 mm thread lenght