

**Manici e aste
cacciavite**
*Handles and screwdriver
blades*

Descrizione

Strumenti chirurgici in Acciaio inox AISI 420.
I manici sono realizzati in Ergal.

Description

Stainless steel AISI 420 surgical tools.
Handles are made of Ergal.

05M-AB



Manico Cacciavite Anatomico
Anatomical Screwdriver Handle

05M-E3



Manico Cacciavite Ergonomico
Ergonomical Screwdriver Handle

05M-SW



Manico Cacciavite Ergonomico
Ergonomical Screwdriver Handle

05AXXX-16



Asta cacciavite, testa a quadro, stella, croce
Square, star, cross drive blade

L = 16

05AXXX-100



Asta cacciavite, testa a quadro, stella, croce
Square, star, cross drive blade

L = 100

05AXXX-115



Asta cacciavite, testa a quadro, stella, croce
Square, star, cross drive blade

L = 115

Descrizione

Il cacciavite angolato è uno strumento perfetto per l'accesso intra-orale. Il foro d'invito e l'inserimento della vite, specialmente in profondità della cavità orale, sono notevolmente semplificati grazie all'uso di questo strumento.

Funzionamento

- Il cacciavite può essere usato sia manualmente sia combinato ad un motore;
- Dopo avere rimosso la parte terminale nera il cacciavite può essere facilmente connesso ad una unità di potenza;
- Al termine dell'uso il cacciavite si smonta facilmente per una completa pulizia del dispositivo e la successiva sterilizzazione;

Description

The angled screwdriver is a perfect instrument for intra-oral access. The drilling and the insertion of the screw, mainly in the deep oral cavity, are substantially simplified by the angled screwdriver.

Functioning

- The screwdriver can be used both manually, as well as combined with a driving unit;
- After removal of the black turning unit, the angled screwdriver can be easily connected to the coupling piece of the driving unit;
- At the end of use can be easily demount for cleaning and sterilization;

05M-WS90



Cacciavite angolato a 90°
Angled screwdriver 90°

05AC2-WS90



Asta cacciavite, testa a croce per
cacciavite angolato a 90°
Cross drive blade for 90° angled
screwdriver

042010-WS90



Fresa per cacciavite angolato a 90°
tagliente 9 mm
Twist drill for 90° angled screwdriver
cutting edge 9 mm